

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان

نماینده انحصاری محصولات کمپانی beurer آلمان در ایران



ماساژور کف پا

FB 21

تهران. خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، پلاک ۳۴، طبقه دوم

* این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.*

قبل از استفاده از محصول، این دفترچه راهنما را کامل و با دقت مطالعه کرده و آن را در مکانی مطمئن و در دسترس برای استفاده آتی نگهداری کنید.

فهرست

- ۱- دستورالعمل های ایمنی مهم..... ۳
- ۲- محتویات بسته بندی..... ۵
- ۳- قسمت های مختلف دستگاه و کنترل ها..... ۶
- ۴- معرفی..... ۶
- ۵- قبل از استفاده برای بار اول..... ۷
- ۶- طرز استفاده..... ۷
- ۷- مراقبت، نگهداری و دور انداختن دستگاه مستعمل..... ۸
- ۸- مشخصات فنی..... ۸
- ۹- گارانتی..... ۸

دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی در دسترس نگهداری نمایید

اگر دفترچه راهنما آسیب دیده است یا اگر دیگر دفترچه راهنما را در اختیار ندارید، لطفاً با خدمات مشتری تماس بگیرید.

مشتری گرامی،

از خرید شما متشکریم. نام تجاری ما نماینده کیفیت بالای محصولات ما است. محصولات ما در زمینه گرمایی، وزن، فشارخون، دمای بدن، نبض، ماساژ، درمانی، زیبایی، تحت آزمایشات کامل ساخته شده اند.

با تشکر






گروه بیورر

۱- دستورالعمل‌های ایمنی مهم

علائم و نمادها

علائم زیر پیام‌های در مورد ایمنی و آسیب به دستگاه و سلامتی در زمان استفاده را نشان داده و سطح خطر یا جدی بودن را مشخص می‌کنند.

قبل از استفاده از این محصول، کل این دفترچه راهنما از جمله بخش ایمنی و همه دستورالعمل‌ها و هشدارها را به طور کامل و با دقت مطالعه نمایید. برای استفاده صحیح از این محصول، و اجتناب از موقعیت‌های خطرناک، تمام دستورالعمل‌ها و هشدارهای ایمنی را در نظر بگیرید.

	خطر	علامت خطر وضعیت خطرآفرین را نشان می‌دهد که اگر از آن اجتناب نشود منجر به مرگ یا آسیب جدی می‌شود.
	هشدار	علامت هشدار یک وضعیت خطرناک بالقوه را نشان می‌دهد که در صورت اجتناب از آن، ممکن است منجر به مرگ یا آسیب جدی شود.
	احتیاط	علامت احتیاط یک وضعیت خطرناک بالقوه را نشان می‌دهد که در صورت اجتناب از آن، ممکن است منجر به آسیب جزئی/متوسط شود.
		دستگاه در کلاس حفاظتی ۲ قرار دارد.
IPX0		حفاظت خاصی در برابر نفوذ آب ندارد. دستگاه را خشک نگه دارید.
		فقط برای استفاده خانگی می‌باشد.

قبل از استفاده این دستورالعملها را به دقت بخوانید.

 خطر

برق گرفتگی

درست مانند هر وسیله برقی دیگر، برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، استفاده از این ماساژور کف پا نیز باید با دقت و توجه انجام شود.

به همین دلیل، دستگاه فقط باید به صورت مورد استفاده قرار گیرد:

- دستگاه را فقط به پریز برق مناسب که ولتاژ آن بر روی پلاک دستگاه ذکر شده است، وصل کنید.
- اگر آسیب قابل مشاهده در دستگاه، سیم برق/ دوشاخه یا لوازم جانبی وجود دارد از دستگاه استفاده نکنید.
- هنگام پر کردن آب در داخل ماساژور، دوشاخه به برق متصل نباشد.
- هرگز قبل از متصل کردن دوشاخه دستگاه به پریز برق، پاهای خود را داخل آن نگذارید. اگر دستگاه خراب باشد خطر برق گرفتگی وجود دارد.

- هنگام توفان و رعد و برق از دستگاه استفاده نشود.
- همیشه قبل از حرکت دادن ماساژور کف پا، برای تمیزکاری یا جابجا کردن، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید. همیشه برای این کار باید دستهایتان خشک باشد.
- هرگز روی دستگاه روشن را مثلاً با پتو یا بالش نپوشانید. ممکن است حرارت بالا سبب آتش سوزی، برق گرفتگی و صدمه به اشخاص شود.

⚠ هشدار

- قبل از استفاده این دستورالعمل ها را به دقت بخوانید.
- قبل از استفاده مطمئن شوید که ماساژور کف پا سالم و بدون نقص است. در صورت بروز هرگونه مشکلی در حین استفاده، دستگاه را فوراً خاموش کنید و پاهای خود را از ماساژور بیرون آورده و دوشاخه را از پریز برق جدا کنید. این دستگاه فاقد قطعات قابل سرویس توسط کاربر است. پس هرگز سعی نکنید خودتان دستگاه را تعمیر کنید.
- این دستگاه فقط برای اهداف تصریح شده در این دفترچه راهنما در نظر گرفته شده است. سازنده مسئولیت آسیب های ناشی از استفاده نامناسب یا بی دقت را نمی پذیرد .
- کودکان از خطرات مرتبط با وسایل برقی آگاه نیستند. مطمئن شوید که کودکان بدون نظارت از ماساژور استفاده نکنند.
- نباید به کودکان اجازه بازی با ماساژور را داد.
- لوازم بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید - خطر خفگی!
- هنگام استفاده از این دستگاه در نزدیکی کودکان، نظارت دقیق ضرورت دارد.
- هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید.
- برای پر کردن آب داخل دستگاه، آن را زیر دوش، داخل وان یا لگن قرار ندهید.
- اگر آب از دستگاه نشت کرد، فوراً استفاده را قطع کنید.
- سیم برق را نکشید و تحت فشار قرار ندهید.
- سیم برق را در محلی قرار دهید که در محل رفت و آمد نباشد و امکان گیر کردن به پا و پرت شدن نداشته باشد.
- هرگز از دستگاه استفاده نکنید، اگر سیم یا دوشاخه دستگاه آسیب دیده است، اگر به درستی کار نمی کند، اگر پرت شده یا صدمه دیده است، یا در آب افتاده است. دستگاه را برای بازدید و تعمیر به مرکز خدمات مشتری برگردانید.
- از ماساژور در فضای باز استفاده نکنید.
- هرگز جسمی را در هیچ شکاف یا روزنه دستگاه فرو نکنید.
- سیم برق را از سطوح گرم دور نگه دارید.
- دستگاه را با سیم آن بلند نکرده و از سیم به عنوان دسته استفاده نکنید.
- دستگاه را برای کار، هرگز روی سطوح نرم مانند تخت، فرش یا کاناپه نگذارید زیرا ممکن است منافذ هوا را مسدود کنند. منافذ هوا را عاری از پرز، مو و موارد مشابه نگه دارید.
- سطح دستگاه حین کار ممکن است داغ شده و باعث سوختگی جدی شود. افراد غیر حساس به گرما باید در هنگام استفاده احتیاط بیشتری داشته باشند.
- روی نواحی حساس پوست یا در صورت گردش خون ضعیف استفاده نکنید.
- در صورت داشتن هر گونه بیماری که ممکن است بر سلامت پاها یا کف پاها اثر بگذارد اما الزاماً محدودکننده نیست، از جمله فلبیت، وریدهای واریسی یا دیابت، با پزشک مشورت کنید.

- این ماساژور کف پا برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با توانایی‌های فیزیکی، حسی یا ذهنی محدود و افرادی که درک لازم از تجهیزات و نحوه استفاده از آن را ندارند مناسب نمی‌باشد، مگر اینکه تحت نظارت شخصی باشند که مسئول امنیت آنها است و باید دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه استفاده از دستگاه را به آنها آموزش دهد.
- هرگز نباید دستگاهی را که به برق متصل است بدون مراقبت رها کرد. در صورت استفاده نکردن از دستگاه و قبل از قرار دادن یا برداشتن لوازم جانبی آن حتماً دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
- ماساژور پا را برای حیوانات استفاده نکنید.
- در مکان‌هایی که از محصولات آئروسول (اسپری) استفاده می‌شود یا در جاهایی که اکسیژن آن تحت نظارت است با دستگاه کار نکنید.
- هرگز از دستگاه در مجاورت بنزین یا سایر مواد قابل اشتعال استفاده نکنید.
- از ماساژور کف پا بیش از ۴۰ دقیقه استفاده نکنید (خطر داغ شدن بیش از حد). قبل از استفاده مجدد، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
- از لوازم جانبی که توسط سازنده توصیه نشده، استفاده نکنید.
- دستگاه ماساژور را باز نکنید. در اینصورت گارانتی باطل خواهد شد. نباید خودتان ماساژور را تعمیر یا تنظیم کنید.

⚠ احتیاط

- دستگاه را از درجه حرارت بالا دور نگه دارید.
- این دستگاه مناسب استفاده تجاری یا صنعتی نمی‌باشد و مختص استفاده خانگی می‌باشد.
- از ماساژور کف پا بیش از ۴۰ دقیقه یکسره استفاده نکنید. قبل از استفاده مجدد، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
- روی دستگاه یا داخل آن نایستید. از دستگاه به صورت نشسته استفاده نمایید.
- برای خالی کردن آب داخل دستگاه از خروجی آب آن استفاده کنید.
- ماساژور کف پا را بدون آب روشن نکنید مگر طبق دستورالعمل فقط برای خشک کردن راه‌های هوایی دستگاه.
- اگر با استفاده از دستگاه متوجه درد در ماهیچه یا مفصل پا شدید از ادامه مصرف خودداری کرده و با پزشک مشورت نمایید.
- هرگز از ماساژور کف پا با زخم‌های باز، نواحی تغییر رنگ یا هر ناحیه‌ای از بدن که متورم، سوخته، ملتهب است یا در آن جوش یا زخم‌های پوستی وجود دارد، استفاده نکنید.
- همیشه قبل از قرار دادن پاها در دستگاه، دمای آب را بررسی کنید.

۲- محتویات بسته بندی


۱ عدد ماساژور کف پا مدل FB 21

۱ عدد دفترچه راهنما

۳ عدد لوازم جانبی پدیکور با قلاب

۳- قسمت‌های مختلف دستگاه و کنترل‌ها



۱. محافظ پاشش آب
۲. نشانگر حداکثر پر شدن آب
۳. نوار حیابدار
۴. کفه پلاستیکی (در زیر)
۵. دکمه لرزشی - 
۶. دکمه روشن/خاموش [Ⓛ]
۷. غلتکهای ماساژ
۸. قطعات پدیکور
 - a رفع پینه
 - b برس
 - c توپک ماساژ
۹. نور قرمز
۱۰. کف ماساژور با برآمدگی برای ماساژ پا
۱۱. دسته برای حمل
۱۲. دهانه تخلیه آب
۱۳. محل جمع کردن سیم

۴- معرفی


پاهای ما نقش اساسی در طول زندگی ما دارند، زیرا دائماً وزن ما را تحمل می‌کنند. هر پا از ۲۶ استخوان، ۲۲ مفصل و ۱۰۷ رباط تشکیل شده است که باید از آنها مراقبت شود. ماساژور کف پا Beurer راه حل ایده آل برای مراقبت از پا است. ماساژ ارتعاشی ملایم ماهیچه‌های منقبض را شل می‌کند و تنها در چند دقیقه احساس آرامش بیشتری خواهید کرد. اثر هوادهی دستگاه نیز این پدیده را تشدید می‌کند.

نکته: برای تسکین پاهای خسته، آرنیکا، رزماری، عصاره نمک دریایی، اسطوخودوس یا آویشن را به آب گرم اضافه کنید.


۵- قبل از استفاده برای بار اول

۱. بسته بندی را باز کنید.
۲. محصول، سیم برق و دوشاخه را از نظر سلامت بررسی کنید.
۳. دستگاه ماساژ را بر روی سطح صاف و محکم قرار دهید.
۴. یکی از قطعات لوازم جانبی را انتخاب کرده و در محل اتصال آن در داخل ماساژور قرار داده و محکم کنید.
- قطعه برس نقاط رفلکس در پاشنه پا را تحریک می کند.
- توپک ماساژ پاها را تسکین می دهد.
- قطعه رفع پینه پوستهای مرده و زبر و پینه ها را برطرف می کند.
۵. اگر محافظ پاشش آب قبلاً وصل نشده، با بالا بردن دسته حمل و سپس فشار دادن زبانه های محافظ پاشش آب به شکاف های مربوطه در لبه دستگاه، آن را وصل کنید.


۶- طرز استفاده

۱. لگن ماساژور را تا حد خط نشانه برای حداکثر MAX (۱.۵-۲ اینچ یا حدود ۴-۵ سانتیمتر) پر کنید. قسمت کف ظرف که پا در آن قرار می گیرد باید کاملاً از آب پر باشد.
- ماساژور وقتی تا خط نشانه پر شود حالت تعادل دارد. در غیر این صورت هنگام حمل با دسته ممکن است به یک سمت کج شود. 
۲. دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل کنید. سیم برق را طوری قرار دهید که امکان گیر کردن پا به آن وجود نداشته باشد.
۳. بر روی یک صندلی راحت بنشینید و پاهای خود را درون آب در ماساژور قرار دهید. هرگز داخل ماساژور نایستید.
۴. این دستگاه دارای دو عملکرد ماساژ است:
عملکرد ۱: ماساژ با جباب، نور قرمز و گرمایش آب
عملکرد ۲: ماساژ لرزشی

۴.۱ ماساژ جبابی

- برای فعال کردن ماساژ جبابی، دکمه روشن/خاموش  را فشار دهید تا ماساژور روشن شود. جبابهای هوا از کف ماساژور بالا می آیند و نور قرمز روشن است. این عملکردها را نمی توان جداگانه روشن یا خاموش کرد.
- برای خاموش کردن عملکرد ماساژ جبابی دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۴.۲ ماساژ لرزشی

- وقتی عملکرد ماساژ جبابی با نور قرمز و کنترل دما فعال است، می توانید عملکرد لرزشی را انتخاب کنید. عملکرد لرزشی تنها در صورتی قابل اجرا است که عملکرد ۱ روشن باشد. و نمی توان جداگانه آن را انتخاب کرد.
- برای فعال کردن انتخابی ماساژ لرزشی (عملکرد ۲)، دکمه ماساژ لرزشی  را فشار دهید. برای خاموش کردن عملکرد ماساژ لرزشی بار دیگر همین دکمه را فشار دهید.
۵. برای تجربه اثرات دیگر ماساژ، کف پای خود را بر روی غلتکها بکشید. در صورت دلخواه می توانید غلتکها را از ماساژور جدا کنید. برای اینکار آنها را گرفته و با فشار به بالا بکشید.
 ۶. برای خاموش کردن ماساژور دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
 ۷. برای خالی کردن آب داخل ظرف، ماساژور را به سمت دهانه تخلیه کج کنید تا آب خالی شود.

۷- مراقبت، نگهداری و دور انداختن دستگاه مستعمل

پس از پایان استفاده، ماساژور را با آب تمیز آبکشی کنید. دستگاه را می‌توانید با یک مایع تمیزکننده بدون کف خانگی مانند سرکه تمیز کنید. برای خشک کردن راههای هوایی، حدود یک دقیقه دستگاه را بدون آب روشن کنید.

دور انداختن دستگاه مستعمل

مقررات محلی برای دفع دستگاههای مستعمل را رعایت کنید. دستگاه را مطابق با مقررات محلی دور بیندازید. اگر سوالی دارید، لطفاً با مقامات محلی مسئول دفع زباله تماس بگیرید

۸- مشخصات فنی

ولتاژ
120 VAC, 60 Hz

میزان مصرف برق
۶۰ وات

ولتاژ

میزان مصرف برق

۹- گارانتی

این دستگاه شامل ۲ سال گارانتی می‌باشد.

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان نماینده انحصاری Beurer آلمان



تهران، خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، شماره ۳۴

کدپستی: ۱۵۸۵۷۷۳۱۴۵ تلفن: ۶ - ۸۸۳۲۶۶۴۴

خدمات پس از فروش: ۸۸۸۶۴۸۱۰ - ۸۸۸۶۴۸۷۲