

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان
نماینده انحصاری محصولات کمپانی beurer آلمان در ایران



دستگاه وکس صورت

HLE 40

*** این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد ***

تهران. خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۵، پلاک ۱۴، طبقه دوم

تلفن: ۶-۸۸۳۲۶۶۴۴

از اینکه یکی از محصولات ما را برگزیدید سپاسگزاریم. نام و محصولات ما مظهر کیفیت برتر شناخته شده است زیرا محصولات ما در زمینه های گرما، توزین، فشارخون، درجه حرارت بدن، نبض، آرامش درمانی، ماساژ، زیبایی و مرطوب کننده هوا به طور کامل مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند.


لطفاً برای استفاده از محصول، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و آنرا برای مراجعه آتی خود و دیگران در دسترس فرار دهید و اطلاعات موجود در آنرا رعایت نمایید.


گروه beurer


اقلام موجود در بسته بندی:


- دستگاه
- پایه
- ۲ کارت ریج وکس
- ۵۰ نوار پارچه ای

نمادها و علائم:

هشدار: 

نکات ایمنی: 

نکته مهم: 

توجه کنید از دستگاه در استخر یا سونا یا حمام استفاده نکنید. خطر برق گرفتگی! 

دستگاه دارای دو عایق محافظتی و مطابق با کلاس حفاظت ۲ می باشد. □

این دستگاه تنها مناسب استفاده خانگی می باشد.

۱- استفاده مناسب:

استفاده از وکس به شما این امکان را میدهد در منزل به طور سریع تمامی موهای زائد خود را از بین ببرید. استفاده از این روش به طور همزمان موجب حفظ رطوبت و نرمی پوست نیز می گردد. پایه این دستگاه به شما این امکان را می دهد که به طور همزمان دو کارتریج را گرم نگه دارید. با این روش شما بدون هیچ اتلاف وقتی موهای زائد را از بین ببرید.

این دستگاه تنها به منظور استفاده شرح داده شده در این دفترچه ساخته شده است و مسئولیت هرگونه آسیب ناشی از استفاده ناصحیح یا بی دقتی بر عهده مصرف کننده می باشد.

- این دستگاه تنها برای استفاده خانگی در نظر گرفته شده است و مناسب استفاده تجاری نمی باشد.
- استفاده از این دستگاه برای کودکان و افراد با محدودیت های فیزیکی، حسی یا ذهنی یا افراد با دانش کم مناسب نمی باشد.
- کودکان را از بازی با دستگاه منع کنید.

۲- نکات ایمنی:

- لطفا این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید و برای استفاده آتی خود و دیگر کاربران در دسترس قرار دهید.، عدم توجه به اطلاعات ارائه شده در این دفترچه میتواند منجر به آسیب های شخصی و یا خسارات مادی گردد.

هشدار:

- وسایل بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگه دارید. خطر خفگی.
- استفاده کودکان از این دستگاه باید تنها با نظارت بزرگسالان صورت بگیرد.
- قبل از استفاده دستگاه و قطعات جانبی آن را از لحاظ آسیب ظاهری چک کنید. در صورت مشاهده آسیب ظاهری از دستگاه استفاده نکنید.
- سیم برق دستگاه را نپیچانید. دستگاه را با سیم برق آن بلند نکنید. سیم برق را از اشیای تیز و برنده دور نگه دارید.
- چک کنید سیم برق درست به منع برق متصل شده باشد.
- مانند هر وسیله الکتریکی به منظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی نکات ایمنی را رعایت نمایید:
- دستگاه را فقط به ولتاژ مشخص شده وصل نمایید.
- هرگز از دستگاه با وجود آسیب ظاهری استفاده نکنید.
- در طول رعد و برق از دستگاه استفاده نکنید.
- سیم برق را دور از منابع حرارتی نگه دارید.
- اطمینان حاصل کنید دستگاه یا سیم برق آن در تماس با آب و یا مایعات نباشد.
- از شارژر فقط در شرایط زیر استفاده کنید:
- در مکان های خشک

- فقط با دست خشک
- در نزدیکی استخر یا در سونا از شارژر استفاده نکنید.
- در صورتیکه شارژر در آب افتاد بلافاصله دستگاه را از منبع برق قطع کنید.
- تعمیرات تنها توسط متخصصین بخش خدمات پس از فروش انجام می گیرد. تعمیرات نادرست توسط افراد غیر متخصصین بخش خدمات پس از فروش می تواند منجر به خطرات و آسیب جدی به کاربر شود.
- جهت تهیه قطعات جانبی به بخش خدمات پس از فروش مراجعه نمایید .
- به منظور جلوگیری از خطر آتش گرفتگی نکات زیر را رعایت نمایید:
- هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید.
- از دستگاه زیر پوشش مثلا زیر پتو و .. استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد قابل اشتعال استفاده نکنید. مانند بنزین و..
- دستگاه را در زباله های خانگی دور نیندازید. دور انداختن مطابق با قوانین محلی صورت می گیرد.

۳- توصیف دستگاه:

۱. پایه دستگاه
۲. ارتباط با شارژر
۳. درپوش محافظ



- ۴. دستگاه
- ۵. چراغ نشانگر
- ۶. نشانگر وضعیت عملکرد
- ۷. درپوش محافظ
- ۸. کارت ریج موم
- ۹. کلید خاموش/روشن

۴- عملکرد:

- بسته بندی را باز کنید.
- دستگاه و سیم برق را به لحاظ ایراد ظاهری چک کنید.
- دستگاه را به برق وصل نمایید. دستگاه در این حالت باید خاموش باشد.
- سیم برق باید آزاد باشد. (پیچ یا گره در سیم برق نباشد).
- دستگاه را روشن کنید.
- دو کارت ریج موم را بر روی پایه قرار دهید.
- چراغ نمایشگر در این حالت شروع به چشمک زدن می کند. هنگامیکه موم به طور کامل گرم شود چراغ نمایشگر به طور مداوم روشن می ماند. این فرایند تقریباً ۲۵-۳۰ دقیقه طول می کشد.
- به محض گرم شدن کامل موم سری غلتکی به راحتی می چرخد.

- اگر برای اولین بار از وکس استفاده میکنید، به منظور اطمینان از اینکه پوست شما به وکس حساسیت نداشته باشد ابتدا موم را روی قسمت کوچکی از بدن مثلا پایین پاها امتحان کنید و تا ۲۴ ساعت صبر نمایید.
- هنگام استفاده از دستگاه پوست باید کاملا تمیز و خشک باشد.
- کارترج شامل ml۵۰ موم می باشد که تقریبا برای دو پا کافی است. با استمرار در استفاده از این روش شما به موم کمتری نیاز دارید.
- به منظور حفظ بهداشت و نظافت باید کارتریج تنها یک بار مصرف شود. این کار از ایجاد التهاب و عفونت جلوگیری میکند.
- هرگز بلافاصله بعد از استحمام از دستگاه استفاده نکنید، حداقل ۲ ساعت بعد از استحمام از دستگاه استفاده نمایید.
- تا ۲۴ ساعت بعد از استفاده از دستگاه در صورتیکه در معرض آفتاب قرار دارید حتما از کرم ضد آفتاب استفاده نمایید.
- موم را در جهت رویش مو بر روی پوست بمالید.
- دستگاه را با زاویه ۴۵ درجه بر روی پوست بکشید. برای جلوگیری از نشت موم.
- نوار پارچه ای را بلافاصله بر روی موم قرار دهید. نوار پارچه ای باید در جهت رویش مو بر روی موم قرار گیرید. ابتدا با دست بر روی نوار پارچه ای بکشید و سپس آن را در خلاف جهت رویش مو با حرکتی سریع از روی سطح پوست بردارید.
- هر نوار پارچه ای را اغلب چند بار میتوانید استفاده کنید.

احتیاط:

- از دستگاه تنها به منظور شرح داده شده در این راهنما استفاده نمایید.
- در مناطق حساس مانند ابروها، بر روی زگیل، زخم ها، بریدگی، سوختگی و.. استفاده نکنید.
- دستگاه مناسب استفاده افراد مبتلا به دیابت، رگهای واریسی، اختلال در سیستم گردش خون و یا افرادی که مستعد عفونت هستند، نمی باشد.
- از دستگاه بر روی پوست تحریک شده استفاده نکنید.
- از دستگاه بر روی گوش، نوک سینه یا پوست آفتاب سوخته استفاده نکنید.

۵- مراقبت و نگهداری:

- قبل از تمیز کردن دستگاه آن را از برق بکشید.
- دستگاه را خیس نکنید.
- از دستگاه زمانیکه کاملاً خشک شد استفاده کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید.
- برای تمیز کردن دستگاه ابتدا سیم برق را جدا کنید و اجازه دهید دستگاه خنک شود شما میتوانید دستگاه را با یک پارچه نرم مرطوب تمیز کنید.