

بیورر - برای تقویت و بازسازی PhysioLine

با استفاده از محصولات PhysioLine بیورر، ماهیچه‌ها و بافت‌ها را به طور دقیق تقویت کنید. ماساژور جدید بافت عمیق MG 185 دستگاهی قدرتمند است که به طور مؤثر تنش عضلانی را کاهش می‌دهد. ماساژ هدفمند عضلانی باعث فعال شدن و بازسازی نواحی استرس در بدن می‌شود.



با تنش و درد عضلانی خداحافظی کنید. جمع و جور و منحصر به فرد در طراحی: ماساژگان کامپکت MG 99 همراه با انواع ملزومات برای کاربردهای هدفدار. استفاده راحت، تأثیر سریع.

NEW
01/2022
★

ماساژگان MG-185
ماساژور عضلانی برای رفع تنش
باتری لیتیوم یونی تا ۵.۵ ساعت استفاده
۵ قطعه ماساژ برای کاربرد هدفمند



Plus: A case for practical storage



بسته های ضربتی: با ۹ سطح شدت
و ۳ برنامه ماساژ
(اول استراحت، دوم بازیابی، سوم بازسازی)

NEW
01/2022
★

تفنگ ماساژور فشرده MG 99
ماساژور عضلانی برای رفع تنش
باتری لیتیوم یونی تا ۵ ساعت استفاده
۴ قطعه ماساژ برای کاربرد هدفمند



بهترین در نوع خود بخاطر وزن سبک و طراحی
جمع و جور

PhysioLine



با ماساژ هدفدار ماهیچه‌ها را تقویت می‌کنم.

به طور حرفه ای مشکلات تاندون آشیل را تسکین دهید.
 ورزشکاران حرفه ای و افرادی که به صورت تفریحی ورزش می کنند و همچنین کسانی که در معرض فشارهای بدنی هستند، با احساس ناخوشایند درد تاندون آشیل آشنا هستند. نتایج بلندمدت استفاده از ماساژور تاندون آشیل FM ۲۰۰، آتزیلیک کربر ورزشکار برتر مدرن و سلامت مدار را تحت تاثیر قرار داده و او را به عنوان سفیر برند جذب کرده است.

PhysioLine بیورر- برای تقویت ماهیچه های سالم در خانه ضروری است.
 دستگاه های ویژه بخصوص برای نواحی تحت فشار بدن جهت شل کردن هدفمند عضلات و تاندون ها.

MG ۱۰
 ماساژ تویی
 ماساژ با نوک ماشه ای برای گروه عضلات منقبض

MG ۳۵
 غلتک عمقی
 ماساژ لرنزی برای بازسازی و تقویت عضلات و بافت فاسیا

MG ۱۸۵
 ماساژ با نوک ماشه ای قدرتمند و تسکین دهنده برای برطرف کردن تنشها

MG ۹۹
 ماساژگان کمپکت
 تقویت و بازسازی-سریع و آسان

MG ۸۵۰
 fascia releaZer
 deep releaZer
 ماساژور فاسیا
 آکلویتیناسیون فاسیا را سریعتر از بین برده و بافتهای همبند را شل می کند

FM ۲۰۰
 Achillomed
 ماساژور تاندون آشیل برای رفع مشکلات تاندون آشیل.

FM ۲۵۰
 Vital Legs
 EMS circulation stimulator for feet and calves

PostureControl PC ۱۰۰
 Back Trainer
 اصلاح وضعیت نشستن (با گیره + اپ) برای داشتن پشت صاف

کاربرد پیشگیرانه و هدفدار با محصولات PhysioLine

ماساژور پا FM ۱۵۰ Pro
ماساژور پا FM ۱۵۰
 ماساژور بلند برای ماساژ با فشار هوا و درمان پاهای خسته و متورم



ماساژور تاندون آشیل FM ۲۰۰ به تسکین درد آشیل به طور طبیعی کمک می کند. ماساژ عمیق و تقویت کننده گردش خون، تسکین دهنده است و به طور قابل توجهی مشکلات تاندون را کاهش می دهد.



توصیه آتزیلیک کربر:
 صبر نکنید که فقط در مواقع درد از آن استفاده کنید. اگر تاندون آشیل شما در معرض استرس زیادی قرار دارد، توصیه می شود به عنوان یک اقدام پیشگیرانه از ماساژ تقویت کننده گردش خون استفاده کنید.

ماساژور تاندون آشیل Achillomed FM ۲۰۰
 برای رفع مشکلات تاندون آشیل
 ماساژ تسکین دهنده و تقویت کننده گردش خون در تاندون آشیل





AKI
ANGELIQUE KERRER
&
beurer

• ماساژور تاندون آشیل
• برای تسکین مشکلات تاندون آشیل
• ماساژ تاندون آشیل تسکین دهنده، تقویت گردش خون
• ۶ کلاهک ماساژ چرخشی



• ماساژور تاندون آشیل با کلاهکهای چرخشی
• ۶ کلاهک چرخشی ماساژ
• ۲ سرعت ماساژ
• امکان تنظیم بلندی و پهنا
• ۲ درجه تنظیم جهت ماساژ

• کلاهک ماساژ جداشو برای تمیز کردن آسان
• نمایشگر LED روشن برای نمایش تنظیمات ماساژ
• خاموشی خودکار


• ۲۰ سطح عملکرد قفل کردن محل قرارگیری پا
• شامل کنترل از راه دور
• خاموشی ایمنی
• دستگاه پزشکی
• کارکرد با برق و باتری
• شامل آداپتور برق
• شامل ۲ باتری نیم قلمی ۱٫۵ ولت
• شامل ۴ باتری قلمی ۱٫۵ ولت

3-year warranty

تعداد در بسته بندی: ۲ عدد
EAN no.: 4211125649333
Item no.: 649.33



• محرک گردش خون EMS
• دستگاه تحریک الکتریکی برای تسکین تورم و درد در پاها و کف پا
• برای تقویت گردش خون، تسکین تنش عضلانی و بهبود تحرک
• شامل کاف برای تحریک بیشتر ناحیه ساق پا



• تحریک الکتریکی احیاکننده و انرژی بخش
• ۲۰ پد الکترود در هر منطقه پا
• ۱۰ الکترود در هر کاف ساق
• ۲۰ کانال تنظیمات جداگانه

• ۱۰ برنامه ۱۵ موج پالس متفاوت و از پیش تعیین شده
• سطوح شدت قابل انتخاب از ۱ تا ۹۹
• شامل تایمر (۵ تا ۹۰ دقیقه)
• تایمر شمارش معکوس
• مراحل اضافی عملکرد برای حرکت دادن پاها

• ۲۰ سطح عملکرد قفل کردن محل قرارگیری پا
• شامل کنترل از راه دور
• خاموشی ایمنی
• دستگاه پزشکی
• کارکرد با برق و باتری
• شامل آداپتور برق
• شامل ۲ باتری نیم قلمی ۱٫۵ ولت
• شامل ۴ باتری قلمی ۱٫۵ ولت

3-year warranty

تعداد در بسته بندی: ۲ عدد
EAN no.: 4211125649371
Item no.: 649.37

اطلاعات بیشتر برای FM ۲۵۰
پاهای فرز و چابک با محرک گردش خون.
یک روز طولانی روی پا بودن، دویدن یا سایر ورزشها می تواند سبب دردناک و متورم شدن پاها شود. این دستگاه با تحریک الکتریکی انرژی زا و دیگر مراحل اضافی، تنش عضلانی را از بین برده و گردش خون را بهبود می بخشد.



استفاده آسان:
پای راست و چپ را می توان به طور جداگانه کنترل کرد. برای استفاده آسانتر از دستگاه یک کنترل از راه دور همراه با دستگاه تحویل می شود.



سطح شدت از ۱-۹۹



• ماساژ گان
• ماساژ قدرتمند و تسکین دهنده برای رفع تنش و گرفتگی
• استفاده آسان بخاطر نمایشگر لمسی LED
• ۵ قطعه ماساژ برای ماساژ موردنظر از تمرینات ورزشی یا دفتر کار و یا بسادگی زمانی که ماساژ را دوست دارید



• ۹ سطح شدت و ۳ برنامه ماساژ
• شدت سطح ۱: ۱۲۰۰ rpm یا ۲۰ هرتز
• شدت سطح ۲: ۱۴۰۰ rpm یا ۲۳٫۳ هرتز
• شدت سطح ۳: ۱۶۰۰ rpm یا ۲۶٫۶ هرتز
• شدت سطح ۴: ۱۸۰۰ rpm یا ۳۰ هرتز
• شدت سطح ۵: ۲۰۰۰ rpm یا ۳۳٫۳ هرتز
• شدت سطح ۶: ۲۲۰۰ rpm یا ۳۶٫۶ هرتز
• شدت سطح ۷: ۲۴۰۰ rpm یا ۴۰ هرتز
• شدت سطح ۸: ۲۶۰۰ rpm یا ۴۳٫۳ هرتز
• شدت سطح ۹: ۳۰۰۰ rpm یا ۵۰ هرتز
• ۵ قطعه ماساژ
• بسیار ارگونومیک با دسته ضد لغزش
• استفاده آسان با نمایشگر لمسی LED
• چراغ LED برای نمایش سطح باتری
• خاموشی خودکار پس از حدود ۱۵ دقیقه
• زمان کارکرد: حدود ۵٫۵ ساعت؛ زمان شارژ: حدود ۳ ساعت
• باتری لیتیوم یونی قوی برای تا ۵٫۵ ساعت استفاده

• دارای جعبه لوازم
• شامل آداپتور برق
• ۱۸ وات
• ۳-year warranty
• تعداد در بسته بندی: ۴ عدد
• EAN no.: 4211125645335
• Item no.: 645.33



• تفنگ ماساژ compact
• تقویت و بازسازی - سریع و آسان
• طراحی فشرده و متمایز
• ۴ قطعه ماساژ برای ماساژ مناسب در خانه و یا همراه در همه جا



• ۵ سطح شدت
• شدت سطح ۱: ۱۸۰۰ rpm یا ۳۰ هرتز
• شدت سطح ۲: ۲۱۰۰ rpm یا ۳۵ هرتز
• شدت سطح ۳: ۲۴۰۰ rpm یا ۴۰ هرتز
• شدت سطح ۴: ۲۷۰۰ rpm یا ۴۵ هرتز
• شدت سطح ۵: ۳۰۰۰ rpm یا ۵۰ هرتز
• سبک و جمع و جور
• چراغ LED برای نمایش سطح باتری و تنظیمات ماساژور

• مناسب استفاده در خانه یا همراه در همه جا
• خاموشی خودکار پس از حدود ۱۰ دقیقه
• زمان کارکرد: حدود ۵ ساعت؛ زمان شارژ: حدود ۳ ساعت
• باتری لیتیوم یونی قوی برای تا ۵ ساعت استفاده
• شامل آداپتور برق
• ۱۰ وات
• ۳-year warranty
• تعداد در بسته بندی: ۴ عدد
• EAN no.: 4211125650032
• Item no.: 650.03

اطلاعات بیشتر برای FM ۲۰۰
تسکین درد و رنج و بازسازی بعد از ورزش.
ماساژور تاندون آشیل FM ۲۰۰ به طور ویژه برای رفع مشکلات تاندون آشیل ساخته شده است. این دستگاه دارای شش کلاهک ماساژ چرخشی است که گردش خون را در ناحیه تاندون آشیل تقویت می کند.



یک توصیه حرفه ای:
آرتلیک کریر تنیس باز موفق، اثر بازسازی عمیق FM ۲۰۰ بر روی پاشنه آشیل را مورد تأیید قرار داده است.



FM 150 Pro



- ماساژور چکمه ای با فشار هوا
- ماساژ فشاری انرژی بخش
- با کاف ران
- بهبود گردش خون در رگهای خونی از طریق ترمیم عملکرد رگ ها
- افزایش گردش خون و رفع خستگی از پاهای خسته و سنگین
- تسکین گرفتگی ماهیچه
- پیشگیری از واریس و رگهای عنکبوتی



- ماساژ با فشار هوا از طریق بادشدن و تخلیه کیسه های هوا
- قابلیت تنظیم آسان شدت ماساژ
- ماساژ متناوب برای هر پا
- دکمه خاموش ایمنی
- عملکرد تخلیه هوا- برای خالی کردن سریع هوای کیسه های هوایی
- عملکرد تایمر ۱۰/۲۰/۳۰ دقیقه
- کاربرد آسان با کلید کنترل دستی

- قابل استفاده در خانه و همراه در همه جا
- قابلیت تنظیم متناسب با پا برای هر ۴ کاف با استفاده از نوارهای چسبی
- امکان استفاده با برق و باتری
- دستگاه پزشکی
- دارای کیف
- شامل ۴ باتری قلمی ۱.۵ وات
- ۳ وات

3-year warranty

تعداد در بسته بندی: ۲ عدد

EAN no.: 4211125643270

Item no.: 643.27



FM ۲۰۰ Pro/ FM۱۵۰- اطلاعات بیشتر برای محصولات

دیگر با پاهای خسته خداحافظی کنید.



بسیاری از مردم در پایان یک روز طولانی این احساس را می شناسند: پاهای سنگین، متورم و عضلات منقبض. این مشکلات اغلب به دلیل ایستادن طولانی، نشستن بیش از حد یا عدم حرکت اتفاق می افتد. به خصوص زمانی که کار خود را از خانه انجام می دهیم، اغلب ناچاریم ساعت ها بنشینیم و در نتیجه پاهای خود را به اندازه کافی تکان نمی دهیم.

اینها دلایلی هستند که ممکن است منجر به درد پاها و ایجاد رگ های واریسی و رگ های عنکبوتی حتی در افراد جوان تر شوند. ماساژورهای بیورر که با فشار هوا کار می کنند، پاهای سنگین و متورم را با ماساژ فشاری تسکین داده و به آنها آرامش می بخشند.

راحتی بیشتر: ماساژور FM ۱۵۰ Pro همچنین دارای یک کاف ران برای کاهش فشار روی پاها از بالا به پایین است. پس از یک روز کاری طولانی، تسکین آرامش بخش حق شماست!



تسکین دهنده: تسکین گرفتگی ماهیچه ها در قسمت ران و ساق پا




پیشگیری: پیشگیری از واریس و رگهای عنکبوتی

چرا از ماساژ فشاری استفاده کنیم؟ اگر سیاهرگ های شما ضعیف یا بیمار هستند، دریچه های وریدی بخوبی بسته نمی شود و خون به سمت پایین فرو می ریزد. فشار ناشی از ماساژورهای فشاری به بازایی عملکرد دریچه وریدهای شما کمک کرده و گردش خون را بهبود می بخشد.

ماساژور فشاری بیورر برای استفاده در خانه-تسکین پاهای خسته



دریچه های ورید باز



دریچه های ورید بسته

PC 100



Bluetooth



- اصلاح کننده وضعیت نشستن
- دستگاه را می توان به راحتی به لباس وصل کرد
- برای داشتن پشت صاف
- وضعیت نشستن فعالتر و پویاتر



- برای داشتن پشت صاف و سالم
- کمک به پیشگیری از مشکلات پشت
- اتصال آسان به لباس
- ارسال لرزش ملایم به بدن در صورت نشستن طولانی در یک وضعیت
- توصیه شده توسط پزشکان و فیزیوتراپها

• استفاده راحتتر و آسانتر با کمک اپ "ASense"

- عملکرد با باتری، زمان شارژ حدود ۲ ساعت
- نمایش وضعیت باتری و شارژ

• استفاده های کاملتر با کمک اپ رایگان "ASense". سازگار با iOS و اندروید ۵ یا بالاتر، و با بلوتوث ۴ یا بالاتر

• ۰.۵ وات

3-year warranty

تعداد در بسته بندی: ۸ عدد در کارتن ۸x۶

EAN no.: 4211125639501

Item no.: 639.50



FM 150



- ماساژور چکمه ای با فشار هوا
- ماساژ فشاری انرژی بخش
- بهبود گردش خون در رگهای خونی از طریق ترمیم عملکرد رگ ها
- افزایش گردش خون و رفع خستگی از پاهای خسته و سنگین
- تسکین گرفتگی ماهیچه
- پیشگیری از واریس و رگهای عنکبوتی



- ماساژ با فشار هوا از طریق بادشدن و تخلیه کیسه های هوا
- قابلیت تنظیم آسان شدت ماساژ
- ماساژ متناوب برای هر پا
- دکمه خاموش ایمنی
- عملکرد تخلیه هوا- برای خالی کردن سریع هوای کیسه های هوایی
- عملکرد تایمر ۱۰/۲۰/۳۰ دقیقه
- کاربرد آسان با کلید کنترل دستی
- قابل استفاده در خانه و همراه در همه جا
- قابل تنظیم متناسب با پا با استفاده از نوارهای چسبی

- امکان استفاده با برق و باتری
- دستگاه پزشکی
- دارای کیف
- شامل ۴ باتری قلمی ۱.۵ وات
- ۳ وات

3-year warranty

تعداد در بسته بندی: ۲ عدد

EAN no.: 4211125643256

Item no.: 643.25





- ماساژور غلتکی با لرزش
- برای بازسازی و تقویت گروههای مختلف ماهیچه
- ماساژ عمیق به لطف شکل خاص ماساژور
- ۳ سطح شدت به اضافه حالت ماساژ



- relieve tension
- 3 speed levels

- ماساژور غلتکی با لرزش
- سطح ۳
- حالت ماساژ برای یک ماساژ قوی
- ۳ قسمت چرخش غلتکی برای کاربرد انعطاف پذیر
- بلندی حدود ۱۶ سانتیمتر
- چراغ LED برای نمایش سطح باتری و حالت ماساژ انتخابی
- خاموشی خودکار پس از ۱۵ دقیقه
- باتری لیتیوم یونی
- نفوذ عمقی و آرامبخش
- سطح نرم
- شامل کابل شارژ USB

3-year warranty
 تعداد در بسته بندی: ۶ عدد
 EAN no.: 4211125645502
 Item no.: 645.50



- ماساژور فاسیا
- از بین بردن سفتی بافت همبند
- بازسازی و تقویت بافت عضلانی
- افزایش قابل ملاحظه جریان خون
- افزایش نرمی حرکت و چابکی
- نوآوری انحصاری در دنیا
- ساخته شده از چوب سخت با کیفیت
- وسایل اضافی Deep-Releazer
- ایده آل برای پشت و گردن همچنین ران و مفصل ران
- تسکین گرفتگی ناحیه پشت
- رفع خستگی ماهیچه
- ۳ کلاهک با درجه سختی مختلف - برای ماساژ درمانی دلخواه

- soft touch surface
- vibration massage
- accumulator
- attachments 3

- ۲ برنامه ماساژ
- ۴ سطح عملکرد (صاف، محذب، ۲ لبه)
- عمر باتری تا ۱۱ ساعن در هر بار شارژ
- مدت زمان شارژ حدود ۲٫۵ ساعت
- نشانگر باتری - باتری لیتیوم یونی
- خاموشی خودکار
- دسته های ضد لغزش و سطح نرم
- کلید خاموش / روشن با نور رنگی و چراغ عملکرد
- دارای DVD کاربردی
- دارای سه قطعه (نرم، متوسط، سخت)
- لوازم با بند چسبدار و شیار برای محکم شدن قطعات و استفاده آسان
- آرامش بخش با اثر نافذ
- سطح نرم

3-year warranty
 تعداد در بسته بندی: ۲ عدد
 EAN no.: 4211125640385
 Item no.: 640.38



Other product information for MG 850
 تحرکات خود را با ماساژور ۸۵۰ فاسیا و متعلقات آن افزایش دهید.
 شرکت بیورر با همکاری فیزیوتراپها موفق به ساخت ماساژور نوآورانه فاسیا ۸۵۰ MG و متعلقات آن deep releaZer شده است. این محصول می تواند برای مثال سفتی بافت همبند در پشت را از بین برده و درد و ناراحتی آن را تسکین دهد. برای ماساژ مؤثرتر نیز می توانید از عملکرد لرزش و متعلقات مختلف استفاده نمایید. پس از پایان استفاده درمانی حرکت و چابکی شما به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. ترکیب ماساژ لرزشی و شکل ارگونومیک چوب سخت این محصول را منحصر بفرد کرده است. باتری پر قدرت و دسته های ضد لغزش ضامن استفاده بهینه از این محصول است. وسیله ای ضروری برای همه ورزشکاران.

۳ قطعه با درجه سختی متفاوت برای استفاده در ماساژ متناسب با درمان.
 soft medium hard
 قطعات :
 *deep releaZer



1) EP000003206655B1



- ماساژور تویی لرزشی
- ماساژ گره های عضلانی در گروه ماهیچه ها
- تسکین چسبندگی و سفت شدن فاسیا
- کوچک و کاربرد مناسب برای همراهی در همه جا



- trigger-point massage
- 2 speed levels

- ماساژور تویی لرزشی برای ماساژ گره های عضلانی
- ۲ سطح شدت
- مناسب فعال کردن و بازسازی تنش در گروههای ماهیچه ای
- شکل ارگونومیک
- تمیز کردن آسان سطح ماساژور
- قطر حدود ۸ سانتیمتر
- مناسب استفاده در حال ایستاده، نشسته یا درازکش
- سطح نرم و راحت با اثرگذاری عمیق
- ۳ باتری نیم قلمی ۱٫۵ ولت

3-year warranty
 تعداد در بسته بندی: ۸ عدد در کارتن ۴x۸
 EAN no.: 4211125648145
 Item no.: 648.14